

Takk for at du valgte Touch Memo. Les denne håndboken nøye før bruk, og gjør deg kjent med hvordan du bruker produktet på en sikker og god måte. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted for rask referanse.

## Innhold

1. Sikkerhet og forholdsregler ved håndtering
2. Innledning
3. Utpakking
4. Navn på deler og funksjoner
5. Slik bruker du Touch Memo
  - 5.1 Gjør klar til bruk
  - 5.2 Lade batteriet
  - 5.3 Bruke medfølgende etiketter og tags
  - 5.4 Ta opp på etiketter
  - 5.5 Overskrive et tidligere opptak på en etikett
  - 5.6 Spille av et opptak
  - 5.7 Slette et opptak
  - 5.8 Sikkerhetskopi av innspilte opptak
6. Feilsøking
  - 6.1 Har ikke på strømmen
  - 6.2 Ingen lyd når Touch Memo berører en etikett
  - 6.3 Melding er ikke registrert
  - 6.4 Melding kan ikke slettes
  - 6.5 Batteriet lader ikke
7. LED lys indikator
8. Spesifikasjoner

## 1. Sikkerhet og forholdsregler ved håndtering

Viktig: Følg alle advarsler og anvisninger på Touch Memo, dets tilbehør og i bruksanvisningen.

Service og reparasjon: Ikke prøv å reparere Touch Memo selv. Åpner du Touch Memo eller fjerner deksler, opphører umiddelbart all garanti. Henvend deg til norsk forhandler ProVista AS ved alle behov for service og reparasjon.

Vann, fukt og støv: Ikke bruk Touch Memo i nærheten av vann. Hvis Touch Memo blir våt, vennligst kontakt forhandleren umiddelbart. Ikke plasser Touch Memo i et område som er utsatt for fuktighet, støv eller damp.

Varme: Plasser/oppbevar Touch Memo i god avstand fra varmekilder som radiatorer og ovner. Touch Memo må ikke ligge i direkte sollys. Touch Memo kan brukes i temperaturer mellom 5 og 40 grader C (41 -- 104 grader F).

Viktig: Unngå situasjoner der Touch Memo kan bli utsatt for sterke svingninger i temperatur, lufttrykk osv.

Tilbehør og tilkoblet utstyr: Sikre at alle plugger er koblet riktig. Ikke koble til eksternt utstyr som ikke følger med i pakken med mindre det er anbefalt av forhandler.

Lyd: For å sikre et behagelig lydnivå, spesielt med bruk av hodetelefoner, skru volumkontrollen til den laveste posisjonen og øk gradvis til ønsket nivå.

Oppbevaring: Unngå å lagre Touch Memo og etiketter sammen med magnetiske produkter.

Barn: Ikke la barn som ikke selv har behov for Touch Memo bruke produktet.

## **2. Innledning**

Touch Memo er en merkemaskin som registrerer og spiller av opptak fra etiketter. Etikettene inneholder 100 innebygde, kodede prikker. Sett enden av Touch Memo på en av de medfølgende etikettene, snakk inn ønsket melding og trykk så for avspilling.

## **3. Utpakking**

Kontroller at følgende elementer er inkludert i pakken sammen med din Touch Memo.

1. Touch Memo
2. USB adapter
3. USB kabel
4. Snor for å kunne henge Touch Memo rundt halsen
5. Opptaksbare, taktile etiketter (120x)
6. Opptaksbare, standard (ikke-taktile) etiketter (40x)
7. Opptaksbare, vaskbare etiketter (60x)
8. Gjenbrukbare plastbrikker (24x)
9. Brukerveiledning (på papir og CD)

## **4. Navn på deler og funksjoner**

For at beskrivelsen av de enkelte knapper og funksjoner skal stemme, hold pennen med forsiden (siden med flest knapper) mot deg og med den spisse tuppen ned. Beskrivelsen starter øverst og går nedover pennen.

Halssnor festes gjennom den lille åpningen på toppen av pennen.

Intern høyttaler for avspilling: Rett under snoren, på forsiden, er et perforert felt som lyden kommer ut av.

Uttak for øretelefon (svart): Høyre langside, øverste hull.

Uttak for ekstern mikrofon: Høyre langside, hull nr 2.

Volumknapp, vri med klokken for å øke og mot klokken for å senke lydstyrken: Venstre side av pennen, et lite hjul.

Intern mikrofon for innspilling: Lite hull til høyre på forsiden av pennen, nesten rett ovenfor volumknappen.

Strøm på/av-knapp - trykk i ett sekund eller mer: På fronten, den øverste av tre taktile knapper.

Sletteknapp - trykk i to sekunder eller mer: På fronten, den midterste av tre taktile knapper.

Låseknapp (når strømmen er av) / lås opp-knapp (når strømmen er på): Høyre side, nederste knapp. Til å skyve på.

Opptaksknapp - trykk for å spille inn et opptak: På fronten, den nederste av tre taktile knapper.

LED-indikator – lyser når strøm er på, og under lading og opptak: Liten lampe nederst på fronten, under de tre taktile knappene.

Snu pennen, hold den fortsatt med den spisse enden ned. Beskrivelsen starter øverst og går nedover pennen.

Halssnor festes gjennom den lille åpningen på toppen av pennen.

Batterideksel - ikke åpne, batteriene er oppladbare og skal ikke byttes: Avlangt deksel midt på den siden som nå er vendt mot deg.

USB-kontakt - for å koble til USB-kabelen, for å lade batteriet og overføre lydopptak til PC: Nesten nederst på høyre side. Gummiert deksel som må åpnes for at kontakten skal bli synlig.

Anti-slipp, for godt grep: Nest nederst på hver side av pennen, gummiert felt med to riller.

Pennetupp (CMOS-sensor vedlagt) - Trykk den forsiktig ned på etiketten for opptak og avspilling av lydopptak. Pass på å holde den ren: På den spisse enden av tuppen.

## **5. Slik bruker du Touch Memo**

### **5.1. Gjør klar til bruk**

1. Sørg for at låseknappen (på siden) er åpen (posisjonert vekk fra den svarte tuppen av pennen / leseren) .

2. Trykk og hold (i 1 sekund) av/på-knappen på fronten av pennen (tredje knapp fra tuppen av pennen / leser) inntil du hører et klarsignal (blått LED lys vises).

3. Juster volumet (plassert på siden av pennen) til ønsket nivå - omdreining med klokken for høyere og mot klokken for lavere lydstyrke.

*Touch Memo vil automatisk slås av etter 2-3 minutter uten bruk.*

## **5.2 Lade batteriet**

En pipelyd indikerer lavt batteri i Touch Memo. Batteriet kan lades med den medfølgende USB / AC adapteren eller gjennom en USB 2.0 port via din PC.

1. Sørg for at låseknappen (på siden) er åpen (posisjonert vekk fra den svarte tuppen av pennen / leseren).
2. Koble USB-kabelen til Touch Memo og deretter til USB AC adapteren eller til datamaskinens USB2.0-port. Koble strømadapteren til vegguttak eller sikre at datamaskinen er klar for opplading.
3. Grønt LED-lys indikerer at Touch Memo lades. Lyset vil gå tilbake til blått når ladingen er fullført.

*Touch Memo kan ikke brukes mens den lades*

## **5.3 Bruke vedlagte etiketter og plastbrikker**

### **Selvklebende etiketter (både taktile og ikke-taktile etiketter)**

Disse etikettene kan limes på de fleste gjenstander og overflater. De tåler å benyttes på gjenstander du skal ha i fryseren, og kan brukes flere ganger (er re-opptaksbare).

For gjenbruk av etiketter, fest en etikett på den medfølgende plastbrikken og tre en tråd eller en strikk (ikke inkludert) gjennom hullet.

Hvis du ønsker å kopiere ett opptak / bruke samme lydopptak på flere like gjenstander, er det bare å klippe en etikett i to eller flere deler og lime en etikett-bit på hvert objekt (du trenger bare å spille inn en gang).

En etikett kan bli uleselig hvis den blir våt eller overflaten blir ripet opp.

Bruk de ikke-taktile etikettene (ikke følbare merker) på CDer osv, ettersom de taktile etikettene kan forårsake skade på CDen.

### **Vaskbare etiketter**

Disse etikettene skal brukes til å sy på klær og tåler vask, også i vaskemaskin.

NB! Tåler ikke tørketrommel eller strykejern.

Når du går tom for etiketter og brikker, kontakt forhandler.

### **5.4 Ta opp på etiketter**

1. Trykk og hold inne opptaksknappen (knappen nærmest tuppen av pennen / leser).

2. Trykk med pennen på en etikett mens du fortsetter å trykke på opptaksknappen - du vil høre en pipelyd (og se blått og rødt LED-lys). Touch Memo har nå identifisert en etikett og er klar til opptak.

3. Mens du holder opptaksknappen nede, snu Touch Memo mot deg og les inn opptaket. Hold Touch Memo maks 10 cm fra munnen for et godt opptak.

4. Når du er ferdig med opptaket, slipp opptaksknappen - du vil høre en pipelyd som indikerer at opptaket avsluttes.

### **5.5 Overskrive et tidligere opptak på en etikett**

Gå fram på samme måte som i forrige avsnitt, (punkt 5.4 ovenfor), men i trinn 2 vil pipelyden være annerledes og lengre(ca 2 sekunder). For å indikere at etiketten er identifisert og at et tidligere opptak slettes. Når pipelyden er ferdig, er Touch Memo klar til opptak (følg trinn 3 og 4 i avsnitt 5.4 ovenfor).

Du kan avbryte overskriving av et lydopptak ved å slippe innspillingsknappen når som helst mens du hører den lange pipelyden. Når pipelyden stopper, kan du ikke lenger hente fram den opprinnelige opptaket.

## 5.6 Høre på et opptak

1. Sørg for at strømmen er slått på og låseknappen er i av-posisjon.
2. Sett den svarte tuppen av pennen / leseren på etiketten du vil lese av. Du vil høre en kort pipetone (og se blått LED-lys), og opptaket vil så bli spilt av. Et lite pip indikerer at opptaket er slutt

Du kan avbryte avspilling av et opptak ved å trykke kort på opptaksknappen. Et pip høres, og avspilling av opptaket stopper.

Hvis du berører en etikett det ikke er spilt inn noe på med den svarte tuppen av pennen / leseren, hører du et annerledes lydsignal. Det indikerer at det ikke er noe opptak på etiketten.

## 5.7 Slette et opptak

Du kan slette et opptak på tre forskjellige måter:

1. Overskrive et opptak på en etikett (se 5.5 ovenfor).
2. Slette et opptak på en etikett uten å lage nytt opptak.
  - a) Lytt til opptaket på etiketten.
  - b) Når avspillingen er fullført, trykk på og hold inne sletteknappen (midterste knappen på Touch Memo). Du hører en rekke pipetoner, og blå og rød LED blinker i ca 2 sekunder mens opptaket slettes. Når du hører et kort pip som indikerer at opptaket er slettet, slipp sletteknappen.
3. Slette et opptak uten etikett
  - a) Trykk på sletteknappen, ett trykk (midterste knapp på Touch Memo) for å bla gjennom opptakene som er lagret i Touch Memo. Opptak vil bli avspilt i kronologisk rekkefølge - opptaket



knyttet til etiketten med lavest nummer spilles av først.

- b) En pipetone indikerer begynnelsen av avspilling, og en annen tone indikerer når avspillingen er ferdig. (Hopp til neste opptak ved å trykke en gang på opptaksknappen).
- c) Fortsett å trykke på sletteknappen, ett trykk av gangen, til du har funnet opptaket du ønsker å slette (du kan lytte til opptaket eller hoppe over det ved å trykke på opptaksknappen én gang).
- d) Når opptaket du vil slette er ferdig avspilt, hører du en pipetone. Trykk på og hold inne sletteknappen (midterste knappen på Touch Memo). Du hører en rekke pipetoner, og blå og rød LED blinker i ca 2 sekunder mens opptaket slettes.

Du kan avbryte slettingen når som helst mens opptaket slettes og du hører pipetoner ved å slippe sletteknappen. Når du hører et siste, kort pip, er opptaket slettet – og det er for sent å angre seg.

## 5.8 Sikkerhetskopi av innspilte opptak

Innspilte opptak kan lagres på en ekstern harddisk.

1. Koble USB kablen til Touch Memo og din PC. Du skal nå ha tilgang til Touch Memo interne minne.
2. Kopier og lagre filen(e) i en mappe på datamaskinen ved hjelp av filutforskeren.

## 6. Feilsøking

### 6.1 Virker ikke

Problem: Touch Memo er ikke på.

Tiltak: Trykk på/avknappen ned i ett sekund eller mer.

Problem: Låseknappen står i låst posisjon.

Tiltak: Sørg for at låseknappen slippes. Sørg for at knappen skyves vekk fra den svarte tuppen av pennen / leseren.

Problem: Volumet er for lavt.

Tiltak: Sjekk at volumknappen ikke står på et for lavt nivå.

Problem: Batteriet er utladet.

Tiltak: Lad batteriet.

Problem: Programvarefeil.

Tiltak: Tilbakestill Touch Memo ved å trykke låseknappen på, deretter av. Skyv først knappen mot den svarte tuppen av pennen, deretter i motsatt retning.

## **6.2 Ingen lyd når Touch Memo berører etiketter**

Problem: Touch Memo er ikke på.

Tiltak: Trykk på/avknappen ned i ett sekund eller mer.

Problem: Volumet er for lavt.

Tiltak: Sjekk at volumknappen ikke står innstilt på et for lavt nivå.

Problem: Programvarefeil.

Tiltak: Tilbakestill Touch Memo ved å trykke låseknappen på, deretter av. Skyv først knappen mot den svarte tuppen av pennen, deretter i motsatt Retning.

## **6.3 Opptaket ble ikke spilt inn**

Problem: Touch Memo er ikke på.

Tiltak: Trykk på/avknappen ned i ett sekund eller mer.

Problem: Etikett ble ikke identifisert.

Tiltak: Trykk på/avknappen ned i ett sekund eller mer.

Problem: Opptaksknappen ble ikke brukt på riktig måte.

Tiltak: Sørg for at Touch Memo identifiserer en etikett før innspilling (se kapittel 5.4).

Problem: Dårlig lydopptak.

Tiltak: Sørg for at den interne mikrofonen er innenfor en avstand på 10 cm (4 tommer) fra munnen når du leser inn.

Problem: Programvarefeil.

Tiltak: Tilbakestill Touch Memo ved å trykke låseknappen på, deretter av. Skyv først knappen mot den svarte tuppen av pennen, deretter i motsatt retning.

#### **6.4 Får ikke slettet opptak**

Problem: Touch Memo er ikke på.

Tiltak: Trykk på/avknappen ned i ett sekund eller mer.

Problem: Slettingen ble avbrutt.

Tiltak: Sørg for at sletteknappen holdes nede. Vent med å slippe til det kommer en pipelyd som indikerer "sletting ferdig".

Problem: Programvarefeil.

Tiltak: Tilbakestill Touch Memo ved å trykke låseknappen på, deretter av. Skyv først knappen mot den svarte tuppen av pennen, deretter i motsatt

#### **6.4 Batteriet lader ikke**

Problem: Kabel er ikke riktig koblet til.

Tiltak: Kontroller at USB-kabelen er koblet riktig til.

Problem: Låseknappen står i låst posisjon.

Tiltak: Sørg for at låseknappen er i av-posisjon. Skyv knappen vekk fra tuppen av pennen.

Problem: Programvarefeil.

Tiltak: Tilbakestill Touch Memo ved å trykke låseknappen på, deretter av. Skyv først knappen mot den svarte tuppen av pennen, deretter i motsatt retning.

For ytterligere spørsmål eller problemer, kontakt din lokale forhandler.

## 7. LED lys indikator

Strømmen er på: Blått lys  
Opptak pågår: Rødt lys  
Spiller av opptak: Blått lys  
Sletter: Rødt lys blinker  
Lader batteriet: Rødt og grønt lys  
Ferdig ladet batteri: Blått lys

## 8. Spesifikasjoner

### Touch Memo

Internt flashminne: 2 GB  
Opptakstid: Mer enn 83 timer  
Høytaler størrelse: Diameter 2,5 cm (1 tomme)  
Maks lydstyrke på høyttaler: 0,4 W  
Lydformat: WAVE  
Størrelse: 163 x23 x25 mm  
Vikter i temperatur mellom: +5 og +40 grader C  
Vekt: 45 g (inkl batteri)

### Tilbehør

Internt litium ion batteri:  
    Spenning/strøm: DC3.7V / 350mA  
    Virker ved temperatur mellom: +5 og +35 grader C  
    Virker i: 6 timer  
    Ladetid: 2 timer  
USB / Adapter:  
    Versjon 2.0 (Mini A / mini B)  
    Input: AC 110-249V 50-60Hz  
    Output: DC+0,5V DC500mA+-30mA

Dette produktet er CE og FCC godkjent og tilfredsstillende krav til sikkerhet og EMC i henhold til følgende direktiver:

EN55022:2006 + A1: 2007: Klasse B  
EN55024:1998 + A1: 2001 + A2003  
IEC61000-4-2:2008  
IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010  
IEC61000-4-8:2009  
PCC Del 15 B og CISPR 22 Klasse B

**Utviklet av:**

UD Create Co, Ltd

Adresse: 304 Palacio, 1-44-2, Toshima  
Higashi - Ikebukuro  
Tokyo, Japan 170-0013

Telefon: +81 3 5960 0290

Fax: +81 3 5960 0291

Web: [www.ud-cr.com](http://www.ud-cr.com)

**PRODUSERT I KINA**

Norsk forhandler:

ProVista AS

Tromøyveien 24

4841 ARENDAL

Tlf: 37058686

Faks: 37058687

e-post: [mail@provista.no](mailto:mail@provista.no)

web: [www.provista.no](http://www.provista.no)

Innholdet i denne bruksanvisningen kan endres uten varsel.