

# MagniLink PCViewer™

– innovativ programvare for PC

For økt  
deltakelse -  
i skolen, på jobb  
og hjemme!



# MagniLink PCViewer™

MagniLink PCViewer™ er en innovativ programvare som brukes på en PC for å vise bilder fra et MagniLink forstørrende videosystem. Programvaren styrer kameraets egenskaper, for eksempel forstørrelsesgrad, kunstige farger og lysnivå, og gir brukeren mulighet gjøre individuelle tilpasninger for best mulig opplevelse.

## Funksjonalitet MagniLink PCViewer™:

- Ulike farge- og lysinnstillinger, f.eks. naturlige og kunstige farger.
- Ulike forstørrelsesgrader.
- Låsbar autofokus.
- Ta og vise bilder.
- Spille inn og vise videoopptak.
- Speilvende, rotere og fryse bilder.
- Automatiske oppdateringer (krever Internett)
- Ulike hjelpelinjer forenkler lesingen.
- Flere muligheter til å endre og tilpasse etter individuelle behov på EUC-fanen (End User Configuration).
- Styring av funksjonene på ulike måter. Enten via menyer, hurtigtaster på tastaturet eller knapper på kameraets kontrollpanel.
- Konfigurering av egne hurtigtaster.
- Kamerabildet plassert øverst/lengst frem blant alle åpne applikasjoner.
- Velg og veksle mellom flere visninger.
- Kompatibel med programmene SuperNova og ZoomText.

## Opplesing:

Programvaren kan leveres med en OCR-lisens som gjør det mulig å få opplest tekst ved hjelp av den innebygde talesyntesen.. Den OCR-behandlede teksten kan vises i en rekke ulike bildevisningsmoduser synkronisert med tale. Man kan OCR-behandle tekst fra et bilde som tas med det tilkoblede MagniLink-kameraet, men man kan også hente inn andre dokumenter i programmet for å få dem OCR-behandlet. Du kan lagre det som er OCR-behandlet, som en lydfil (.wav), og du kan forstørre og navigere i OCR-bilder. Du kan også lime inn tekst i programmet.



Hvis du har tilvalget TTS (tekst til tale) kan du også bruke programvaren frittstående/standalone, dvs. uten tilkoblet lesekamera. Da kan du få allerede lagrede tekst- eller billedokumenter OCR-behandlet og teksten opplest av talesyntese. Ved kjøp av lesekameraet MagniLink S Premium og MagniLink Pro inngår PCViewer, og hvis du velger til TTS, inngår også standalone-funksjonen. Man kan også kjøpe til TTS og standalone senere.

## Anbefalte systemkrav:

- Microsoft Windows 7 eller nyere.
- 1 integrert USB 3.0-port
- i5- eller i7-prosessor, 4 GB RAM minne, eksternt grafikkort med minst 512 MB innebygd minne.

**PROVISTA**  
spesialoptikk

PROVISTA AS  
Nils Hansens Vei 20, 0667 Oslo  
Tel: 22 69 61 00  
Fax: 37 05 86 87  
E-mail: mail@provista.no  
**WWW.PROVISTA.NO**