

**CareTech®**

Call for care

Intelligent lösning av sänglarm,  
stollarm, trampmatta etc



## Sense

CareTechs Sense är en hel familj av produkter som tillsammans skapar skräddarsydda lösningar anpassade efter individens behov och vanor. Många olika typer av larmgivare såsom exempelvis sänglarm, trampmattor och dörlarm kan anslutas till Sense för att möjliggöra trådlös övervakning av såväl sängar och stolar som golvytor och dörrar med mera. Detta ger en tryggare nattlig omvårdnad då personalen omedelbart kan se och snabbt kan vara på plats om en vårdtagare lämnar sin säng eller stol eller är på väg att lämna sitt boende.

Sense konceptet är enkel att ansluta till CareTechs internsystem eller till CareTechs olika trygghetstelefoner. Det kan också anslutas till existerande larmsystem, vilket ger stor flexibilitet såväl för vårdtagaren som för det totala larmsystemet i boendet.



# Sense

Sense består av en sensor (Säng/Stol/Trampmatta) som ansluts med en snäppkontakt (RJ45) till en radioenhet, vilken antingen drivs med batterier (2 x 1,5 V LR6) alternativt via central strömförsörjning. När sensorn aktiveras skickas larm via radio till en mottagare. Automatisk övervakning av batterinivå och sensorfunktion.

## Sense Sänglam, Komplet

(Sängsensor, Textilfodral, Fästbygel, Radioenhet)

För system 4000, 433 Mhz, 00-kod: 1-521002

För Trygghetstelefon, 433 MHz, 6A-kod: 1-521001

För System 5000/Trygghetstelefoner, 868MHz: 1-521000

## Sense Stollarm, Komplet

(Stolsensor, Fästbygel, Radioenhet)

För system 4000, 433 Mhz, 00-kod: 1-521012

För Trygghetstelefon, 433 MHz, 6A-kod: 1-521011

För System 5000/Trygghetstelefoner, 868MHz:1-521010

## Sense Trampmatta

(Sensor trampmatta, mattöverdrag, Radioenhet)

För system 4000, 433 Mhz, 00-kod: 1-521022

För Trygghetstelefon, 433 MHz, 6A-kod: 1-521021

För System 5000/Trygghetstelefoner, 868MHz: 1-521020

## Separata artiklar

Radioenhet, Sense I, 433 MHz, 00-kod:1-520040

Radioenhet, Sense I, 433 MHz, 6A-kod:1-52004A

Radioenhet, Sense I, 868 MHz:1-52008A

Sängsensor: 1-5210BM

Textilfodral, Sängsensor: 1-5210FC

Fästbygel, radioenhet Sense I:1-5210MH

Stolsensor:1-5210CM

Sensor trampmatta: 1-5210FM

Mattöverdrag: 1-520MC

## Tekniska data

Strömförsörjning	9-30 VDC
Strömförbrukning	batteridrift 5 uA (normalläge), 70 mA (en utgång aktiverad)
Strömförbrukning	Central matning 30 mA (normalläge), 100 mA (en utgång aktiverad)
Storlek	110,0 x 70,0 x 23,5 mm
Utgångar	2 relä, max 1A/30 VDC
För mer information	Se Teknisk handbok

## Godkännande

CE-märkt. Uppfyller tillämpliga standarder.

Producerad i enlighet med det nya RoHS-direktivet,  
2002/95/EG



(Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances  
in Electrical and Electronic Equipment)

 **CareTech**®  
Call for care

Box 10030, 952 27 Kalix  
Tel 0923-757 50  
Fax 0923-105 80  
info@caretech.se  
www.caretech.se