

Snabbguide, kontrollpanel

MagniLink Zip



- | | |
|---|---|
| 1 Av-/påknapp (till/från) | 5 Ljus/kontrast (öka/minska)* |
| 2 Förstoringsreglage (+/-) | 6 Sidledsbroms (om läsbord valts)
Dra reglaget åt höger för att låsa
Dra reglaget åt vänster för att frigöra |
| 3 Fotoläge (naturliga färger/gråskala) | 7 Djupledsbroms (om läsbord valts)
Dra reglaget från dig för att låsa
Dra reglaget mot dig för att frigöra |
| 4 Högkontrastlägen (tryck för att ändra) | |

Kontakta LVI Low Vision International på 0470-72 77 00, eller info@lvi.se, om du behöver hjälp med din produkt. Läs gärna mer om våra produkter på www.lvi.se