




Markierungs- und Messinstrumente
Marking and Measuring Instruments
Instrumentos para marcar y medir
Instrumenti à mesurer et marquer
Strumenti per marcare e misurare

Referenz-Pin für die Le Fort I Osteotomie
 Reference pin for Le Fort I osteotomy
 Perno de referencia para osteotomía de Le Fort I
 Pivot de référence pour ostéotomie de Le Fort I
 Perno di referenza per osteotomia di Le Fort I



Pin
 Pin
 Perno
 Pivot
 Perno

20 mm

68.84.00

1:1



Kretschmer

Verpackungseinheit 10 Stück
 Packing unit 10 pieces
 Paquete de 10 unidades
 Emballage de 10 pièces
 Confezione da 10 pezzi

Siebvorschlag bestehend aus:
 Set suggestions consisting of:
 Proposición de juego compuesto por:
 Proposition pour jeu se composant de:
 Proposta di set composto da:

Halterung
 Holder
 Soporte
 Support
 Sostegno


15 mm

68.84.05


1:1



Kretschmer



Referenz-Pin Reference pin 68.84.00 Perno de referencia Pivot de référence Perno di referenza
Halterung für Referenz-Pin Holder for reference pin 68.84.05 Soporte para perno de referencia Support pour pivot de référence Sostegno per perno di referenza
Knochen-Messzirkel Bone bow spacer 44.38.40 Compás de medición para hueso Compas à os Compasso per ossa
Stahlmessstab Measuring rod stainless steel 44.37.20 Regla de acero Règle en acier inoxydable Riga graduata in acciaio



- ▶ Einfaches Einbringen des Pins mittels spezieller Aufnahme
- ▶ Kompatibel für alle gängigen Chirurgiehandstücke (2,35 mm Schaft)
- ▶ Exakte Ermittlung der vertikalen Dimensionen durch festen Referenzpunkt
- ▶ Keine Irritationen des Referenzpunktes während der OP (anschwellen der Haut etc.)
- ▶ Einfache und exakte Endkontrolle der gewünschten vertikalen Position vor und während der Fixation

- ▶ Easy pin insertion by means of a special holder
- ▶ Compatible with all current surgical hand pieces (2.35mm shaft)
- ▶ Precise determination of vertical dimensions by a fixed reference point
- ▶ No irritation of the reference point during surgery (swelling of the skin, etc.)
- ▶ Easy and precise final checking of the desired vertical position before and during fixation

- ▶ Aplicación simple del perno mediante un soporte especial
- ▶ Compatible con todos los mangos para cirugía de uso corriente (vástago de 2,35 mm)
- ▶ Determinación precisa de las dimensiones verticales gracias al punto de referencia fijo
- ▶ Ningún tipo de irritación del punto de referencia durante la intervención quirúrgica (hinchazón cutánea, etc.)
- ▶ Sencillez y precisión de los controles finales de la posición vertical deseada, antes y durante la fijación

- ▶ Application simple du pivot moyennant un support spécial
- ▶ Compatible avec toutes les pièces à main d'usage courant pour la chirurgie (tige de 2,35 mm)
- ▶ Détermination précise des dimensions verticales grâce au point de référence fixe
- ▶ Aucune irritation du point de référence pendant l'intervention chirurgicale (enflure cutanée, etc.)
- ▶ Simplicité et précision des contrôles finaux de la position verticale désirée, avant et pendant la fixation

- ▶ Applicazione semplice del perno mediante un supporto speciale
- ▶ Compatibile con tutti i manipolivi di uso corrente (asta da 2,35 mm)
- ▶ Determinazione precisa delle dimensioni verticali grazie al punto di referenza fisso
- ▶ Nessuna irritazione del punto di referenza durante l'intervento chirurgico (gonfiore cutaneo ecc.)
- ▶ Controllo finale semplice e preciso della posizione verticale desiderata, prima e durante la fissazione

