


Snabbguide, kontrollpanel

MagniLink Vision



- | | | | |
|----------|----------------------------|----------|--------------------------------------|
| 1 | LED-indikator | 5 | Høykontrastmodus med kunstige farger |
| 2 | Av/på | 6 | Lysstyrkekontroll |
| 3 | Forstørrelsesknapper (+/-) | 7 | Autofokus av/på |
| 4 | Bildemodus farger/gråskala | 8 | Styrelinje/gardin |

Lær mer om våre produkter på www.provista.no.
Kontakt ProVista på telefon +47 37 05 86 87 hvis du trenger hjelp med produktet.

Snabbguide, X/Y-bord MagniLink Vision



9 Justering av sidefriksjon

10 Justering av dybdefriksjon

Lær mer om våre produkter på www.provista.no.
Kontakt ProVista på telefon +47 37 05 86 87 hvis du trenger hjelp med produktet.