

Hurtigmanual, kontrollpanel

MagniLink Mira



- | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|---|
| 1 | Strøm av/på (av/på) | 4 | X/Y-bord: Justering av sidefriksjon |
| 2 | Forstørrelse | 5 | X/Y-bord: Justering av dybdefriksjon |
| 3 | Foto-/ høykontrastmoduser | | |

Lær mer om våre produkter på www.provista.no.
Kontakt ProVista på telefon +47 37 05 86 86 hvis du trenger hjelp med produktet.