

Hurtigmanual, kontrollpanel

MagniLink Mira



- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Strøm av/på (av/på) | 6 a) Fotomodus
b) Gråtonemodus |
| 2 Justering av kontrast | 7 Høykontrastmodus med kunstige farger |
| 3 Autofokus av/på | 8 Justering av sidefriksjon |
| 4 Forstørrelsesknapper (+/-) | 9 Justering av dybdefriksjon |
| 5 Referanselinje/Persienner | |