


Hurtigmanual, kontrollpanel

MagniLink Vision, 5 tryck



1 LED-indikator

2 Av/På

3 Forstørrelsesknapper (+/-)

4 Fargebilde/Gråtoner

5 Høykontrastmodus med kunstige farger

6 Justering av kontrast

7 Autofokus av/på

8 Referanselinje/Persienner

Lær mer om våre produkter på www.provista.no.
Kontakt ProVista på telefon 22 69 61 00 hvis du trenger hjelp med produktet.

Hurtigmanual, X/Y-bord MagniLink Vision



9 Sidejustering

Flytt låsespaken til venstre for å redusere sidefriksjonen. Flytt låsespaken til høyre for å øke / låse sidefriksjonen

10 Dybdejustering

Flytt låsespaken fremover mot deg for å redusere dybdefriksjonen. Flytt låsespaken bakover for øke / låse dybdefriksjonen.