

# MagniLink PCViewer™

– innovative Software für PC

Für erhöhte  
Teilnahme -  
in der Schule, bei  
der Arbeit und zu  
Hause!



# MagniLink PCViewer™

Der MagniLink PCViewer™ ist eine innovative Software, die auf einem PC verwendet wird, um Bilder von einem MagniLink Lesekamerasystem anzuzeigen. Mit der Software lassen sich Eigenschaften der Lesekamera wie beispielsweise Vergrößerungsbereich, künstliche Farben und Lautstärke einstellen. Ausserdem hat der Anwender die Möglichkeit, für das beste Erlebnis individuelle Anpassungen vorzunehmen.

## Funktionalität MagniLink PCViewer™:

- Verschiedene Farb- und Helligkeitseinstellungen, z. B. natürliche und künstliche Farben.
- Verschieden starke Vergrößerung.
- Sperrbarer Autofokus.
- Aufnahme und Anzeige von Bildern.
- Videos aufnehmen und wiedergeben.
- Bilder spiegeln, drehen, einfrieren.
- Automatische Aktualisierungen (Internetverbindung erforderlich).
- Verschiedene Hilfslinien, die das Lesen erleichtern.
- Weitere Möglichkeiten zu Änderungen und Anpassungen entsprechend individuellem Bedürfnissen in der EUC-Registerkarte (End User Configuration).
- Steuerung der Funktionen auf unterschiedliche Art und Weise. Entweder über Menüs, Kurzbefehle auf der Tastatur oder Tasten an der Bedienungsbox der Lesekamera.
- Konfiguration eigener Kurzbefehle.
- Das Kamerabild erscheint über oder vor allen offenen Anwendungen.
- Wählen Sie mehrere aktive Anzeigen aus und wechseln Sie zwischen diesen.
- Kompatibel mit den Programmen ZoomText und SuperNova.

## Zubehör:

Mit dem Zubehör TTS ist es möglich, einen Text mit OCR zu bearbeiten und ihn sich mit Hilfe der integrierten Vorlesefunktion vorlesen zu lassen. Der mit OCR bearbeitete Text kann in mehreren unterschiedlichen Wiedergabemodi mit Sprachsynchronisation wiedergegeben werden. Sie können einen Text von einem Bild OCR-bearbeiten, das Sie mit der angeschlossenen MagniLink-Kamera aufgenommen haben, aber Sie können auch andere Dokumente in das Programm einbeziehen und OCR-bearbeiten können. Es ist möglich, das, was



OCR-verarbeitet wurde als Audio-Datei (.wav) zu speichern und Sie können das OCR-Bild vergrössern und darin navigieren. Es ist auch möglich, Text in die Software einzufügen.

## Systemanforderungen:

- Microsoft Windows 7.
- 1 integrierter USB 3.0-port
- i5 oder i7-Prozessor, 4 GB RAM  
Arbeitsspeicher, externe Grafikkarte mit mindestens 512 MB internem Speicher.

## Sonstiges:

Der MagniLink PCViewer™ ist für PCs vorgesehen. Für Mac bzw. Chromebook gibt es ähnliche Software.



## Niederlassung in der Schweiz:

LVI Low Vision International GmbH  
Hinterbrunnenstrasse 1  
8312 Winterberg  
Tel: 052 202 96 16  
Fax: 052 202 96 15  
E-mail: info@lvi.ch

[WWW.LVI.CH](http://WWW.LVI.CH)