


MagniLink PCViewer™

– logiciel innovant sur PC

Pour
augmenter
participation -
à l'école, au
travail et à la
maison!



MagniLink PCViewer™

MagniLink PCViewer™ est un logiciel innovant utilisable sur PC afin d'afficher les images provenant d'un système de caméra de lecture MagniLink. Le logiciel commande les propriétés de la caméra de lecture comme par exemple, le grossissement, les couleurs artificielles, la luminosité et donne également à l'utilisateur la possibilité d'adapter individuellement les documents pour la meilleure expérience.

Fonctionnalité MagniLink PCViewer™ :

- Différents paramètres de couleur et luminosité, par ex. couleurs naturelles et artificielles.
- Différents degrés de grossissement.
- Autofocus verrouillable.
- Prenez et montrez des photos.
- Enregistrez et montrez des films.
- Inversez, faites tourner et figez des photos.
- Mises à jours automatiques (exige l'accès à internet).
- Différentes lignes d'aide pour une lecture plus facile.
- Davantage de possibilités de modification et d'adaptation aux besoins individuels sous l'onglet EUC (End User Configuration).
- Commande des fonctions de différentes manières. Soit par le biais des menus, raccourcis sur le clavier soit par les boutons sur la caméra de lecture.
- Configurez vos propres raccourcis sur le clavier.
- L'icône de la caméra est placée tout en haut/ tout devant parmi toutes les applications ouvertes.
- Choisissez entre plusieurs vues actives et naviguez d'une vue à l'autre.
- Compatible avec les programmes ZoomText et SuperNova.

Option : Avec l'option TTS, il est possible de traiter un texte avec le logiciel OCR et de l'écouter à l'aide de la synthèse vocale intégrée. Le texte traité peut être montré en différents modes d'affichage et synchronisé avec la voix. Un texte peut être traité via OCR à partir d'une image prise avec la caméra MagniLink connectée mais il est aussi possible de faire glisser d'autres documents dans le programme pour y être traités. Il est possible de sauvegarder le résultat de la reconnaissance optique de caractères



(OCR) comme un fichier son (.wav). Possibilité d'agrandir et de naviguer dans l'image OCR. Il est également possible de coller du texte dans l'application.

Configurations requises :

- Microsoft Windows 7.
- Un port USB 3.0 intégrée
- Processeur i5 ou i7, mémoire RAM 4Go, carte graphique externe avec au moins 512 Mo de mémoire intégrée.

Autres :

MagniLink PCViewer™ est conçu pour une utilisation sur PC. Il existe une version équivalente pour Mac et Chromebook.



Bureau en Suisse:

LVI Low Vision International GmbH
Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg
Tel: 052 202 96 16
Fax: 052 202 96 15
E-mail: info@lvi.ch

WWW.LVI.CH