

MagniLink PCViewer™

– innovative Software für PC

Für erhöhte
Teilnahme -
in der Schule, bei
der Arbeit und zu
Hause!



MagniLink PCViewer™

Der MagniLink PCViewer™ ist eine innovative Software, die auf einem PC verwendet wird, um Bilder von einem MagniLink Lesekamerasystem anzuzeigen. Mit der Software lassen sich Eigenschaften der Lesekamera wie beispielsweise Vergrößerungsbereich, künstliche Farben und Lautstärke einstellen. Ausserdem hat der Anwender die Möglichkeit, für das beste Erlebnis individuelle Anpassungen vorzunehmen.

Funktionalität MagniLink PCViewer™:

- Verschiedene Farb- und Helligkeitseinstellungen, z. B. natürliche und künstliche Farben.
- Verschieden starke Vergrößerung.
- Sperrbarer Autofokus.
- Aufnahme und Anzeige von Bildern.
- Videos aufnehmen und wiedergeben.
- Bilder spiegeln, drehen, einfrieren.
- Automatische Aktualisierungen (Internet).
- Verschiedene Hilfslinien erleichtern das Lesen.
- Weitere Möglichkeiten zu Änderungen und Anpassungen entsprechend individuellem Bedürfnissen in der EUC-Registerkarte (End User Configuration).
- Steuerung der Funktionen auf unterschiedliche Art und Weise. Entweder über Menüs, Kurzbefehle auf der Tastatur oder Tasten an der Bedienungsbox der Lesekamera.
- Konfiguration eigener Kurzbefehle.
- Das Kamerabild erscheint über oder vor allen offenen Anwendungen.
- Wählen Sie und wechseln Sie zwischen mehreren Ansichten.
- Kompatibel mit den Programmen ZoomText und SuperNova.

Zubehör:

Mit dem Zubehör TTS ist es möglich, einen Text mit OCR zu bearbeiten und ihn sich mit-hilfe der integrierten Vorlesefunktion vorlesen zu lassen. Der mit OCR bearbeitete Text kann in mehreren unterschiedlichen Wiedergabemodi mit Sprachsynchrisation wiedergegeben werden. Sie können einen Text von einem Bild OCR-bearbeiten, das Sie mit der angeschlossenen MagniLink-Kamera aufgenommen haben, aber Sie können auch andere Dokumente in das Programm einbeziehen und OCR-bearbeiten können. Es ist möglich, das, was OCR-verarbeitet wurde als Audio-Datei (.wav) zu speichern und Sie können das OCR-Bild vergrössern und darin navigieren. Es ist auch möglich, Text in die Software einzufügen.



Falls Sie zusätzlich über ein Vorlesesystem verfügen, ist es auch möglich, die Software eigenständig zu verwenden, also ohne ein angeschlossenes Lesesystem. So können Sie bereits gespeicherte Text- oder Bilddokumente per Texterkennung erfassen und den Text per Sprachsynthese vorlesen lassen. Beim Kauf des Lesegerätes MagniLink S Premium und MagniLink Pro ist die PCViewer-Software bereits im Lieferumfang enthalten. Falls Sie sich zusätzlich zum Kauf eines Vorlesesystems entscheiden, ist auch die Standalone-Funktion inbegriffen. Das Vorlesesystem inklusive Standalone-Funktion kann auch nachträglich erworben werden.

Systemanforderungen:

- Microsoft Windows 7.
- 1 integrierter USB 3.0-port
- i5 oder i7-Prozessor, 4 GB RAM
Arbeitsspeicher, externe Grafikkarte mit mindestens 512 MB internem Speicher.



Niederlassung in der Schweiz:

LVI Low Vision International GmbH
Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg
Tel: 052 202 96 16
Fax: 052 202 96 15
E-mail: info@lvi.ch

WWW.LVI.CH