

# MagniLink TAB





# Opportunités maximales !

MagniLink TAB est une solution sur tablette complète et mobile avec des performances élevées et un fonctionnement intuitif. Sa conception compacte en fait une solution idéale pour une utilisation nomade – elle est parfaite pour les personnes en déplacement.

## Une solution complète

Cette solution sur tablette utilisant Microsoft Surface Pro constitue une solution mobile et complète pour les documents analogiques et numériques. Vous pouvez l'utiliser comme un téléagrandisseur avec le traitement OCR intégré, ou comme un ordinateur en ayant accès à tout – les possibilités sont infinies.

Utilisez la caméra interne pour la lecture ou la caméra externe de haute qualité pour la lecture à distance et de près. Ceci permet d'optimiser les possibilités de lecture, d'écriture et de visualisation des objets.

MagniLink TAB se connecte facilement à votre réseau avec le WiFi et vous pouvez utiliser différents accessoires connectés avec Bluetooth. Vous pouvez accéder à Internet et à d'autres applications en un seul clic – avec MagniLink TAB vous pouvez facilement communiquer avec le reste du monde !

## Polyvalence

MagniLink TAB dispose d'un écran tactile avec des boutons adaptés à la basse vision. Vous pouvez également contrôler l'appareil par des gestes ou en connectant un clavier Bluetooth et le contrôler par des raccourcis clavier.

Le logiciel de haute performance est inclus et, avec le traitement OCR intégré et Text-to-Speech, votre texte peut être lu à haute voix pour plus de confort et une expérience optimale. Plusieurs modes de visualisation différents sont disponibles pour augmenter la vitesse de lecture, l'endurance de la lecture et permettre une lecture plus aisée.

## Un appareil dédié à la mobilité

MagniLink TAB est un appareil repliable et de faible poids permettant un démarrage rapide et aisé – vous pouvez commencer à travailler presque immédiatement. Il est idéal pour une utilisation en milieu scolaire ou lorsque vous avez besoin d'être mobile.





## MagniLink TAB 2

Le MagniLink TAB 2 mis à jour, basé sur un Microsoft Surface Pro 8, est ici. La plaque de montage du MagniLink TAB 2 a été mise à jour et la caméra externe dispose désormais d'un connecteur USB-C pour s'adapter à la dernière génération de tablettes Microsoft. L'ancien MagniLink TAB est toujours disponible dans les modèles avec et sans Microsoft Surface Pro inclus, dans les versions précédentes.

## Caractéristiques techniques

MagniLink TAB	MagniLink TAB 2
---------------	-----------------

<b>Tablet et support</b>	
--------------------------	--

<b>Modèle</b>	
---------------	--

MS Surface Pro 7*	MS Surface Pro 8
-------------------	------------------

<b>Taille de l'écran</b>	
--------------------------	--

12,3"	13"
-------	-----

<b>Resolution</b>	
-------------------	--

2736x1924	2880x1920
-----------	-----------

<b>Weight</b>	
---------------	--

2,9 kg	3,0 kg
--------	--------

<b>Dimensions</b>	
-------------------	--

Repliée : 36,5 x 30 x 3 cm	
----------------------------	--

Dépliée : 23 x 31 x 35 cm	
---------------------------	--

<b>Caméra à distance</b>
--------------------------

<b>Grossissement</b>
----------------------

0,8-40x Hauteur 33 cm)
------------------------

<b>Fréquence d'images</b>
---------------------------

60 Hz
-------

<b>Longueur</b>
-----------------

Caméra et bras : 62 cm
------------------------

<b>Poids</b>
--------------

700 g
-------

\* MagniLink TAB, avec Microsoft Surface Pro 7 ou version antérieure. \*\* MagniLink TAB 2

La société LVI Low Vision International est reconnue comme étant l'un des plus grands fabricants d'assistance à la basse vision. Sa mission consiste à faciliter la vie quotidienne des personnes souffrant de déficiences visuelles.

Nous sommes certifiés ISO 14001 & 9001



**LVI Low Vision International**  
39, avenue Pierre Ier de Serbie  
75008 Paris, FRANCE  
E-mail: [order@lvifrance.com](mailto:order@lvifrance.com)  
[WWW.LVIFRANCE.COM](http://WWW.LVIFRANCE.COM)



LVI Low Vision International  
Verkstadsgratan 5  
352 46 Växjö, SWEDEN  
Tel: +46 (0)470 72 77 00  
Fax: +46 (0)470 72 77 25  
E-mail: [info@lvi.se](mailto:info@lvi.se)  
[WWW.LVI.SE](http://WWW.LVI.SE)