

## Over het product

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal:         | 18 gr/m <sup>2</sup> PP nonwoven +<br>20 gr/m <sup>2</sup> meltblown en<br>aluminium neusstrip |
| Kleur:             | Groen                                                                                          |
| Model:             | Chirurgisch mondmasker<br>met twee oorelastieken                                               |
| Aantal lagen:      | 3 lagen                                                                                        |
| Afmetingen:        | 9,5 x 17 cm                                                                                    |
| Statistiekcode:    | 63079098                                                                                       |
| Land van herkomst: | China                                                                                          |
| Buitenverpakking:  | Kartonnen omdoos                                                                               |
| Binnenverpakking:  | Kartonnen dispenser                                                                            |

| Artikelcode | Kleur | Omdoos  | Pallet   |
|-------------|-------|---------|----------|
| 201015      | Groen | 20 x 50 | 36 Dozen |

## EAN-codes

| Artikelcode | Dispenser     | Omdoos        |
|-------------|---------------|---------------|
| 201015      | 8716244011376 | 8716244011369 |

## Toepassing

De CMT mondmasker biedt bescherming volgens categorie 1; minimaal risico, en bedekt neus en mond. Geschikt voor gebruik in alle hygiënische omstandigheden.

## Opslagvoorschriften en houdbaarheid



De CMT mondmasker heeft een houdbaarheid van 5 jaar vanaf de productiedatum wanneer de volgende opslagvoorschriften worden nageleefd:



Temperatuur: Tussen de -5°C en 40°C.



Luchtvochtigheid:

Zonlicht:

Onder de 80%.

Buiten het bereik van direct zonlicht.

Hoge frequentie

Buiten het bereik van apparatuur met hoge frequentie.

## Sterilisatiemogelijkheden

|                |     |
|----------------|-----|
| Gammastraling: | Nee |
| Autoclaaf:     | Nee |
| ETO:           | Ja  |

Voorbehandelingscyclus 16 – 72 uur

Gas contact – 3 uur / 850 mg

Verdampen 48 uur op 40°C



## Wetgeving, normeringen en symbolen

De CMT mondmasker voldoet aan de volgende wetgeving(en) en normering(en):



Conformité Européenne.



Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees parlement en raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.



Dit product is voor eenmalig gebruik.



De dispensers en omdoos zijn gemaakt van recyclebaar karton.



Voor dit product is een productspecificatie aanwezig.

## Geïmporteerd en gedistribueerd door

Cemex Trescon B.V.  
Spectrumlaan 5  
2665NM Bleiswijk  
Nederland  
(T) +31 (0)79 346 60 00  
(F) +31 (0)79 346 60 22  
[info@cemextrescon.nl](mailto:info@cemextrescon.nl)  
[www.cemextrescon.nl](http://www.cemextrescon.nl)



Cemex Trescon B.V. is  
BRC S&D gecertificeerd sinds  
2007.